

Ihr Fachhändler / Service

## Pick-O<sub>2</sub> Bedienungsanleitung



- EN ISO 13485:2012+AC:2012
- IP 25
- CE

Pick-O<sub>2</sub> ist ein kleines Einhandmessgerät mit einer integrierten elektrochemischen Sensorzelle zur schnellen Bestimmung des Sauerstoffgehaltes im Diffusionsbetrieb und Messgasförderung (Zwangsbestromung).

- Pick-O<sub>2</sub> ist immer in Betrieb und messbereit.
- Pick-O<sub>2</sub> zur richtigen Wiedergabe von O<sub>2</sub>-Werten kalibrieren.
- Pick-O<sub>2</sub> Kalibrierung muss immer dann erfolgen:
  - wenn die Anzeige bei Umgebungsluft von 21 Vol.% abweicht
  - wenn die letzte Kalibrierung nicht an Umgebungsluft statt fand
- Pick-O<sub>2</sub> Kalibrierung: die „CAL“ Taste gedrückt halten bis CA im Display erscheint.
- Pick-O<sub>2</sub> hat sich verbraucht, wenn die Anzeige erloschen ist.
- Pick-O<sub>2</sub> ist kein Medizinprodukt.


### Hinweis!

Pick-O<sub>2</sub> nicht:

- in Flüssigkeit tauchen.
- übermäßiger Hitze aussetzen.
- an geschlossene Drucksysteme über 2 bar anschliessen
- öffnen - Sensor enthält Lauge.

Pick-O<sub>2</sub> Spezifikation bezieht sich auf Umgebungsbedingungen 1013 hPa, 25 °C und trockene Luft.

Messbereich: 0-99 Vol.% Sauerstoff	Arbeitsbereich: 0-50 °C
Auflösung: 1 Vol.%	Lagerbereich: ideal 5-25 °C, max. -5 bis 60 °C
Messzeit: 1 sec.	Garantiezeit: 12 Monate
Anschluss: M 15x1	Gewicht: ca. 80 g
Ansprechzeit: kleiner als 5 sec.	Wasserdichtigkeit: IP 25
Genauigkeit: ± 3 % vom angezeigten Wert	Abmessungen: 74x48x59 mm <sup>3</sup> (HxBxT)



Bestellnummer: 801-0100

Preis 169,00 € incl. 19% MwSt.

Pressure Point Germany  
Alexander Abbas  
Sebastianweg 11  
86316 Friedberg - Derching

Telefon +49(0) 821 90 79 55 25  
Telefax +49(0) 821 90 79 55 29  
e-mail: info@ppgermany.com  
UStID: DE284264708

VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG  
BLZ 720 621 52 Konto/Account 3262529  
IBAN DE1 672 0621520003262529  
BIC-SWIFT GENODEF1MTG